

Дата проведения измерений: 14.09.2023  
Срок годности: 1 год с даты изготовления

## ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ

Концентрацию СОЖ МТГ можно проверить с помощью рефрактометра. Только свежие растворы могут быть проверены рефрактометром. Используйте рефрактометр АТС.



Рекомендуемая минимальная концентрация концентрата СОЖ МТГ: 5%.

Возможно увеличение концентрации до 10%.

	Технические данные
Необходимая концентрация	<b>5%</b>
Добавка эмульсии	<b><u>Не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду</u></b> <b><u>В станок заливается только СОЖ</u></b>
Метод смешивания	Вручную заливать концентрат в воду

Значения распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.